

## 聯興醫事檢驗所公告

公告編碼：2024-013

日期：113年10月14日

公告事項：

### 1. 檢驗項目Cyfra 21-1、NSE、CA 72-4、Mycoplasma-IgM更換代檢單位，其參考區間有異動

下列紅字部分為參考區間有異動，請注意 謝謝

#### 1. 預計10月22日轉換代檢單位，檢驗項目NSE、Cyfra 21-1、CA 72-4、Mycoplasma-IgM，其參考區間及單位有變更，相關內容如下：

檢驗項目：Neuron Specific Enolase, NSE ； 神經元特異性烯醇酶  
分析方法：Electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA； e-801, Roche  
生物參考區間/單位：<16.3 ng/mL  
委外單位操作時間：每星期1、4操作(四個工作天)  
(原參考區間：<23.5 ng/mL)

檢驗項目：Cyfra 21-1 ， Cyf- 21；細胞角質蛋白片段 21-1  
分析方法：Electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA； e-801, Roche  
生物參考區間/單位：< 3.3 ng/mL  
委外單位操作時間：每星期1、4操作(四個工作天)

檢驗項目：Carbohydrate Antigen 72-4，CA 72-4；CA 72-4腫瘤標記  
分析方法：Electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA； e-801, Roche。  
生物參考區間/單位：6.9 U/mL  
委外單位操作時間：每天操作(二個工作天)

檢驗項目：Mycoplasma pneumoniae IgM 肺炎黴漿菌抗體試驗  
分析方法：IgM：Enzyme-linked Immunosorbent Assay； Novatec ， ThunderBolt  
生物參考區間/單位：IgM：Negative：< 9, Equivocal: 9 -11 / Positive: > 11 (unit: NTU)。

健保碼(編號)：IgM肺炎黴漿菌抗體試驗：12020C  
委外單位操作時間：IgM：每週4 早上操作，當天檢體順延下次(星期三收檢檢體，需到隔週星期四下午才有報告。)

其它：申報只能選Mycoplasma pneumoniae IgG 或 IgM，不能同時一起申報  
(原參考區間：IgM：Negative：< 10.0 Index)

聯興醫事檢驗所  
負責人黃柏樺敬上